

mod. AT60



Mod. AT60

- I Generatori di Aria AirSilent rappresentano una soluzione alternativa alle bombole di Aria
- Producono Aria pura autonomamente tramite un compressore di tipo Oilless, silenziato .
- Purificazione dell'Aria : grado AA, con particellato 0.01 μ e tracce di olio assenti. Pressione di uscita regolabile.
- Solo Vantaggi = addio alle bombole, ammortamento veloce dei costi con

Caratteristiche Tecniche

- Unità Compressore : Serbatoio 6 lt (option 20 lt) - motore 0.75 hp - aria aspirata 100 l/min - aria prodotta 45 l/min a 4 bar - Pmax 7 bar - rumorosità < 57 dB (A) - Alimentazione 220Vac/50 Hz/0.56 KW - peso 40 Kg - dimensioni 34x63x57 cm.
- Purificatore : Grado particellato < 0.01 μ - Tracce di Olio assenti - cartucce filtranti sostituibili - valvola on/off a sfera inox - indicazione P-out su manometro a doppia scala psi/bar - regolazione P-out 0-6 bar - peso 12 Kg - dimensioni 26x33x21 cm.

Contenuto del Prodotto

- Unità Compressore Oilless silenziato - Purificatore per Aria grado AA - Tubo di collegamento da Purificatore a Unità Compressore - Kit di Installazione composto da : 01 punta trapano 8mm - 02 tasselli 8mm con viti - 01 cacciavite - 02 fascette per fissare tubo in gomma - Manuale Operativo.

Informazioni per l'Ordine

- AS-20060001 AT60 - Generatore di Aria completo di Compressore 6 litri
 - AS-20200001 AT200 - Generatore di Aria completo di Compressore 20 litri
 - AS-20240001 AT240 - Generatore di Aria completo di Compressore bicilindrico 24 lt
 - AS-20510011 K-AF10 - Purificatore di Aria grado AA (richiede aria esterna)
 - AS-10CT10601 Unità Compressore CT106 con prefiltro 20 μ ed essicatore autorigenerante
- > E' possibile effettuare Impianti di produzione Aria su specifiche del Cliente

Produzione & Distribuzione :

Instrument Service snc

Via I° Maggio, 5 loc Miralduolo—06089 Torgiano (PERUGIA)

tel 075 9880776 - 075 9880784

e-mail: info@instrumentservice.it www.instrumentservice.it

ST06.pub 0511