

FRIGORIFERI UNIVERSALI / LAB / FARMACIA SERIE ER FRIGOLAB



- Display LED;*
- Allarme di bassa e alta temperatura acustico e visivo;*
- Allarme porta aperta;*
- Termostato di sicurezza (impedisce il congelamento);*
- Foro inserimento sensore esterno;*
- Avviso di guasto a display;*
- Porta reversibile piena o in vetro;*
- Ventilato con stop ventola ad apertura porta;*
- Sbrinamento automatico;*
- Serratura;*
- Chiusura porta automatica;*
- Piccolo registratore di temperatura a corredo.*

Volumi disponibili (L): 30 – 52 – 120 – 324 – 386 – 416 – 765 con doppia porta

	ER30/V30	ER52/V52	ER120/V120	ER320/V320	ER400/V400	ER450/V450	ER800/V800
VOLUME(L)	30	52	120	320	386	416	765
DIM.INT.(mm)	331x257x391	331x257x590	480x410x690	480x500x1358	447x470x1590	480x500x1724	1055x440x1430
DIM. EST.(mm)	450x510x540	450x510x740	600x650x835	600x750x1500	590x645x1860	600x700x1865	1180x645x1980
PESO(kg)	32	36	54/57	80/100	80/100	103/115	170/181